

Corning® 二维码储存管

为生物样本的信息安全保驾护航

CORNING

随着生命科学与医疗行业大数据时代的到来，生物样本的需求量激增，推动了生物样本库的建立和发展。传统贴标签的方法已经无法满足样品库对样品存储方便、快速、身份信息安全的要求。二维码储存管因此成为样本库存储样品的最佳选择。

为何选择康宁二维码储存管？

产品特点	优势
管身、管底三码合一 即条形码+二维码+肉眼可读数字	专利技术，保证样品信息安全 即使只有1个码保存完整也可读取样品身份信息
激光蚀刻编码	不会剥落，永久身份证
14X14点阵二维码	每种点阵对应1个样本，大量信息支撑样本库规模
对比度高	在低温存储条件下仍可正常读取
标准SBS尺寸	能够兼容自动化设备



热卖产品规格


货号	2D05C-R-S	2D10C-R-S	2D20C-R-S	2D40C-R-S	2D60-R-G	2D100C-R-S
容积	0.7 ml	1.3 ml	2.5 ml	4.7 ml	5.8 ml	9.6 ml
工作体积	0.5 ml	1.0 ml	2.0 ml	4.1 ml	5.2 ml	8.6 ml
盒装规格	96支装	96支装	48支装	48支装	24支装	24支装
耐受温度范围	-196 C至+121 C	-196 C至+121 C	-196 C至+121 C	-196 C至+121 C	-196 C至+121 C	-196 C至+121 C
管身材质	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	玻璃	聚丙烯
管身高度	26.4 mm	46.2 mm	38.2 mm	75.0 mm	56.4 mm	77.4 mm
识别系统	2D, 14x14点阵/ 线性条码/数字标记	2D, 14x14点阵/ 线性条码/数字标记	2D, 14x14点阵/ 线性条码/数字标记	2D, 14x14点阵/ 线性条码/数字标记	2D, 14x14点阵/ 线性条码/数字标记	2D, 14x14点阵/ 线性条码/数字标记
产品图片						

大规模样品管理关键步骤


读取



解码



储存



订购信息

货号	产品描述	个/盒	个/箱
2D05-R-S	1D+2D, 0.5ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
2D10-R-S	1D+2D, 1.0ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
2D20-R-S	1D+2D, 2.0ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	48	480
New 2D60-R-S	1D+2D, 6.0ml总体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	24	240
2D100-R-S	1D+2D, 10ml总体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	24	240
2D03N-R-S	2D, 0.3ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
2D07N-R-S	2D, 0.7ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
2D10N-R-S	2D, 1.0ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
New 2D03C-R-S	1D+2D, 0.3ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
New 2D05C-R-S	1D+2D, 0.5ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
New 2D10C-R-S	1D+2D, 1.0ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
New 2D15C-R-S	1D+2D, 1.5ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	48	480
New 2D20C-R-S	1D+2D, 2.0ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	48	480
New 2D40C-R-S	1D+2D, 4.0ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	48	480
New 2D100C-R-S	1D+2D, 10ml总体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	24	240
New 2D05CI-R-S	1D+2D, 0.5ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
New 2D07CI-R-S	1D+2D, 0.7ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
New 2D10CI-R-S	1D+2D, 1.0ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	96	960
2D20-R-G	1D+2D, 2.0ml工作体积, 玻璃, 外旋盖, 盒装, 未灭菌	48	480
2D40-R-G	1D+2D, 4.0ml总体积, 玻璃, 外旋盖, 盒装, 未灭菌	24	240
2D60-R-G	1D+2D, 6.0ml总体积, 玻璃, 外旋盖, 盒装, 未灭菌	24	240
New 2DFB20-100	10x10冻存盒, 适用于2D20C-R-S和2D20-R-S	1	10
8508	空管架带盖, 适用于96支装螺旋盖储管	5	10
8670	1D+2D, 2.0ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	50	500
8671	1D+2D, 2.0ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	50	500
8672	1D, 2.0ml工作体积, 聚丙烯, 内旋盖, 盒装, 已灭菌	50	500
8673	冻存管盒, 聚碳酸酯, 9X9, 适合8670, 8671, 8672, 8676	5	10
8674	冻存管盒, 聚碳酸酯, 10X10, 适合8670, 8671, 8672, 8676	5	10
8676	1D, 2.0ml工作体积, 聚丙烯, 外旋盖, 盒装, 已灭菌	50	500

上海办事处

中国上海市漕河泾高新技术开发区
桂箐路111号立明大厦6楼
邮编: 200233
电话: +86-21-3338-4338
传真: +86-21-3338-4300

北京办事处

中国北京市建国门外大街1号
国贸大厦1座2716室
邮编: 100004
电话: +86-10-6539-0888
传真: +86-10-6505-5077

康宁生命科学(吴江)有限公司

中国江苏吴江经济开发区
庞金路1801号T03/17厂房
邮编: 215200
电话: +86-512-6319-6555
传真: +86-512-6319-6502

CORNING

FALCON

AXYGEN

PYREX

☎ 400-600-0207

✉ ScientificSupportAP@corning.com

🌐 www.corning.com/lifesciences/china

🌐 www.cls-china.cn

🌐 www.cellculturesuccess.com

📺 优酷视频专辑: 康宁生命科学

